

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.0103552022.08**

**Eventual aquisição de Materiais Médico Hospitalares do Grupo 21 - Urologia,  
para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício de 2022.**

Item	CATMAT	Especificação	UND	Qtd.	Valor unt.	Valor total
1	391935	AGULHA DE BIÓPSIA 18G CHIBA. Aplicação: Aspirativa. Material: Aço inoxidável, centimetrada. Dimensão: 18G x 20cm. Tipo de ponta: Ponta Chiba. Conector: Conector Luer Lock. Estéril e descartável.	UND	300		
2	469448	BAINHA URETERAL 10FR. Aplicação: Endoscópica. Material: PTFE. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: cerca de 10FR. Comprimento: cerca de 45cm. Lúmen: Único. Componente: Dilatador em poliuretano c/ conector. Adicionais: Radiopaco, Estéril, Uso único.	UND	200		
3	428377	CATETER BALÃO DILATADOR URETERAL, constituído por cateter de poliuretano hidrofílico e um balão de polietileno. Dimensão do cateter: cerca de 5FR; comprimento do cateter: cerca de 70cm; com 2 marcas radiopacas, compatível c/ o Fio Guia 0,035". Dimensão do balão: cerca de 15FR; comprimento do balão: cerca de 40mm. Estéril e uso único.	UND	100		
4	455946	CATETER URETERAL DUPLO J 6FR. Tipo uso: Ureteral. Formato: Duplo J (Pigtail). Material estrutura: Poliuretano. Sistema de implante: c/ Sistema Introdutor. Dimensões: cerca de 6FR x 20 a 30cm; com marcas radiopacas. Estéril, atóxico, apirogênico e descartável.	UND	200		

5	458289	CATETER URETERAL PONTA ABERTA 6FR. Tipo uso: Ureteral. Material estrutura: Poliuretano. Formato: Ponta central aberta, reta e sem furos. Diâmetro: cerca de 6FR. Comprimento: cerca de 70cm. Característica adicional: com marcas radiopacas. Estéril, atóxico, apirogênico e descartável.	UND	60		
6	463017	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BIPOLAR 2 HASTES 24FH ALÇA. Aplicação: p/ Elemento de trabalho. Tamanho: 24 Ch. Tipo uso: Bipolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço Inoxidável. Haste: Haste Angulada. Característica adicional: 2 hastes. Esterilizável.	UND	240		
7	463017	ELETRODO TIPO ROLLER BALL BIPOLAR 2 HASTES 24FR ALÇA. Aplicação: p/ Elemento de trabalho. Tamanho: 24 Ch. Tipo uso: Bipolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço Inoxidável. Haste: Haste Angulada. Característica adicional: 2 hastes. Esterilizável.	UND	100		
8	463017	ELETRODO TIPO COLLING'S BIPOLAR 2 HASTES 24FR ALÇA. Aplicação: p/ Elemento de trabalho. Tamanho: 24 Ch. Tipo uso: Bipolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço Inoxidável. Haste: Haste Angulada. Característica adicional: 2 hastes. Esterilizável.	UND	20		
9	463003	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR 1 HASTE 24 FACA. Aplicação: p/ Caneta. Tamanho: 24 Ch. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço Inoxidável. Haste: Haste Angulada. Característica adicional: 1 haste. Esterilizável.	UND	3		
10	355485	EVACUADOR DE ELLIK. Frasco: PVC. Tubo de conexão: Látex. Bulbo: Borracha. Adaptador do bocal: Plástico branco. Estéril e uso único.	KIT	60		
11	428905	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 3 garras. Calibre: cerca de 3FR. Comprimento: cerca de 90cm. Aplicação: p/ Cálculos do Sistema Urinário e Biliar. Característica adicional: Flexível. Estéril e uso único.	UND	100		
12	428904	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 3 garras. Calibre: cerca de 5,4FR. Comprimento: cerca de 40cm. Aplicação: p/ Cálculos do Sistema Urinário e Biliar. Característica adicional: Flexível. Estéril e uso único.	UND	100		
13	428918	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE NITINOL C/ CANAL DE TRABALHO. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 8FR. Comprimento: cerca de 40cm. Aplicação: p/ Cálculos. Características adicionais: c/ Canal de trabalho; 3 entradas: probe, cesta dormia e irrigação; flexível. Estéril e uso único.	KIT	50		
14	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE NITINOL C/ CANAL DE TRABALHO. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 3FR. Comprimento: cerca de 90cm. Aplicação: p/ Cálculos. Características adicionais: c/ Canal de trabalho; flexível. Estéril e uso único.	KIT	100		
15	428901	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE NITINOL C/ PONTA. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 3FR. Comprimento: cerca de 90cm. Aplicação: p/ Cálculo Renal ou Ureteral. Característica adicional: Com Ponta, flexível. Estéril e uso único.	UND	50		
16	428901	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE NITINOL S/ PONTA. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 1,9FR. Comprimento: cerca de 120cm. Aplicação: p/ Cálculo Renal ou Ureteral. Característica adicional: Sem Ponta, flexível. Estéril e uso único.	UND	100		

17	428901	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE NITINOL S/ PONTA. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 2,2FR. Comprimento: cerca de 120cm. Aplicação: p/ Cálculo Renal ou Ureteral. Característica adicional: Sem Ponta, flexível. Estéril e uso único.	UND	50		
18	428901	EXTRATOR FLEXÍVEL DE CÁLCULO DE NITINOL S/ PONTA. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 3FR. Comprimento: cerca de 90cm. Aplicação: p/ Cálculo Renal ou Ureteral. Característica adicional: Sem Ponta, flexível. Estéril e uso único.	UND	100		
19	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR RÍGIDO DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 2 garras. Calibre: cerca de 11FR. Comprimento: cerca de 60cm. Aplicação: p/ Cálculos. Característica adicional: Rígido. Estéril e uso único.	UND	50		
20	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR RÍGIDO DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 2 garras. Calibre: cerca de 3FR. Comprimento: cerca de 60cm. Aplicação: p/ Cálculos do Sistema Urinário e Biliar. Característica adicional: Rígido. Estéril e uso único.	UND	50		
21	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR RÍGIDO DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 2 garras. Calibre: cerca de 7FR. Comprimento: cerca de 60cm. Aplicação: p/ Cálculos. Característica adicional: Rígido. Estéril e uso único.	UND	50		
22	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR RÍGIDO DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 3 garras. Calibre: cerca de 10,5FR. Comprimento: cerca de 60cm. Aplicação: p/ Cálculos. Característica adicional: Rígido. Estéril e uso único.	UND	50		
23	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR RÍGIDO DE CÁLCULO DE AÇO INOX. Material: Aço inox. Tipo: 3 garras. Calibre: cerca de 3FR. Comprimento: cerca de 60cm. Aplicação: p/ Cálculos do Sistema Urinário e Biliar. Característica adicional: Rígido. Estéril e uso único.	UND	50		
24	NÃO CADASTRADO	EXTRATOR SEMIRRÍGIDO DE CÁLCULO DE NITINOL. Material: Nitinol. Tipo: Dormia c/ Cesta c/ 4 fios. Calibre: cerca de 11FR. Comprimento: cerca de 60cm. Aplicação: p/ Cálculos. Características adicionais: Semirrígida. Estéril e uso único.	UND	50		
25	452314	FIO GUIA HIDROFÍLICO DE NITINOL. Aplicação: Ureteral. Material: Nitinol. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: cerca de 0,035". Comprimento: cerca de 150cm. Tipo de ponta: Ponta Reta. Estéril, radiopaco, uso único.	UND	400		
26	53783	KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA. Composto de: cateter Pigtail em poliuretano, calibre cerca de 12FR; agulha de punção; agulha de Chiba; fio guia; dilataadores; tubos de conexão; clamp; podendo conter demais acessórios para acesso percutâneo. Estéril e descartável.	KIT	40		
27	454502	KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA. Composto de: cateter Pigtail em poliuretano, calibre cerca de 14FR; agulha de punção; agulha de Chiba; fio guia; dilataadores; tubos de conexão; clamp; podendo conter demais acessórios para acesso percutâneo. Estéril e descartável.	KIT	70		
28	NÃO CADASTRADO	KIT DILATADOR RENAL AMPLATZ. O kit é constituído por: 6 Dilataadores Fasciais, diâmetros: 8, 10, 12, 14, 16 e 18FR, comprimento: cerca de 20cm; 6 Dilataadores Renais, diâmetros: 20, 22, 24, 26, 28 e 30FR, comprimento: cerca de 30cm; 5 Bainhas/Camisas Amplatz, acompanha os dilataadores de 20, 24, 26, 28 e 30, comprimento: cerca de 17cm; 1 Introdutor de Cateter, diâmetro: 8FR, comprimento: cerca de 70cm. Radiopaco, estéril e uso único.	KIT	300		

29	450086	SISTEMA PARA CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SLING. Uso: Feminina. Modelo: Suporte Suburetral. Tipo: Sling. Via: Transobturatória. Material: Faixa de Polipropileno Monofilamentar. Componente: Sistema Completo para Implantação. Estéril e uso único.	KIT	200		
30	386465	EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO. Uso: Irrigação. Material: PVC transparente. Modelo: 4 vias. Comprimento: cerca de 2,2m. Componentes: Corta fluxo nas 4 vias, c/ conectores e ponteiras. Estéril e descartável.	UND	100		

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.*

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA**

O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. Mario Homem de Melo nº 4467, Caimbé – Boa Vista/RR, CEP: 69.312-155, Telefone: (95) 98406 - 1026, E-mail: [coordenação.cgaf@saude.rr.gov.br](mailto:coordenação.cgaf@saude.rr.gov.br) / [administrativo.cgaf@saude.rr.gov.br](mailto:administrativo.cgaf@saude.rr.gov.br), em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas fiscais.

**PRAZO DE ENTREGA:**

A empresa vencedora deverá fornecer o objeto, no prazo máximo de até 30 dias corridos a contar do recebimento do Empenho e da última assinatura do Contrato;

Mediante justificativa da Contratada, parecer técnico da Coordenação e autorização do Ordenador de Despesas, será admitido prorrogação por mais 15 dias após findado o prazo;

O ônus do transporte, entrega e descarregamento no endereço indicado acima é exclusivamente da Contratada;

Os prazos que vierem a coincidir em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados ao dia útil seguinte.